

Implantologie

Komplettlösung für Seitenzahnbereich

Große Extraktionsalveolen, begrenzter Zugang, überschüssiger Zement und starke



okklusale Kräfte. Aus diesem Grund bietet Nobel Biocare Innovationen in Form einer neuen Komplettlösung für den Seitenzahnbereich – eine Kombination von neuen Wide-Platform Implantaten und prothetischen Optionen, die speziell für den Molarenbereich entwickelt wurde. Ein zusätzlicher Durchmesser bietet nun die Vorteile der NobelActive-Serie, jedoch mit Abmessungen, die ideal für den Seitenbereich sind. NobelActive Wide Platform (WP) verfügt über einen breiteren Implantatkörper (5,5 mm), der sich besser für die großen Extraktionsalveolen des Seitenzahnbereichs eignet, sowie über eine breitere Implantatplattform für ein optimales Austrittsprofil. NobelActive WP gibt es außerdem in der Länge von nur 7 mm, um kritische anatomische Strukturen zu umgehen. Alternativ können Behandler sich für NobelParallel Conical Connection (CC) entscheiden. Durch die Kombination eines umfangreich dokumentierten parallelwandigen Implantatkörpers mit einer modernen Innenverbindung bietet NobelParallel CC viel Flexibilität. Dieses Implantat eignet sich für alle Knochenqualitäten und eine große Bandbreite an Indikationen. Beide neuen Implantate profitieren von der konischen Innenverbindung von Nobel Biocare. Darüber hinaus bietet sie auch prothetische Flexibilität, da sie mit den prothetischen Lösungen des Unternehmens kompatibel ist, einschließlich der Lösungen, die speziell im posterioren Bereich Anwendung finden. Diese beinhalten die neuen PEEK Healing und PEEK Temporary Abutments, die anatomisch geformt sind. Da die PEEK-Abutments für ein optimales Austrittsprofil bereits vorgeformt sind, sind weniger Anpassungen erforderlich. Mehr unter nobelbiocare.com/bringinginnovation-back.

Nach einer Pressemitteilung der
Nobel Biocare Deutschland GmbH, Köln

Internet: www.nobelbiocare.com